

WYKONYWANIE SZYN W SYSTEMIE CLEAR-ALIGNER DIGITAL

WYCISKI DO C.A. DIGITAL PROSZĘ POBIERAĆ MASĄ SILIKONOWĄ

ETAP 1 TRZY SZYNY	SOFT 0.5 mm	1 TYDZIEŃ
	MEDIUM 0.625 mm	2 TYDZIEŃ
	HARD 0.75 mm	3 TYDZIEŃ
		4 TYDZIEŃ
ETAP 2 TRZY SZYNY	SOFT 0.5 mm	5 TYDZIEŃ
	MEDIUM 0.625 mm	6 TYDZIEŃ
	HARD 0.75 mm	7 TYDZIEŃ
		8 TYDZIEŃ
ETAP 3 TRZY SZYNY	SOFT 0.5 mm	9 TYDZIEŃ
	MEDIUM 0.625 mm	10 TYDZIEŃ
	HARD 0.75 mm	11 TYDZIEŃ
		NOWY WYCISK*
	12 TYDZIEŃ	
* JEŻELI SĄ WYMAGANE WIĘCEJ NIŻ 3 ETAPY, TO PO 11 TYGODNIU NALEŻY PONOWNIE POBRAĆ WYCISK I WYKONAĆ NOWĄ ANALIZĘ KOMPUTEROWĄ		
SZYNA RETENCYJNA - FINAŁOWA 1.0 mm	12 MIESIĘCY	